



Es ist wichtig, dass Sie diese Gebrauchsinformation sorgfältig durchlesen, bevor Sie mit der Anwendung von Xailin HA Augentropfen beginnen. Sie fasst die wesentlichen Produktinformationen zusammen. Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt, Apotheker oder Optiker.

Was sind Xailin HA?

Xailin HA sind benetzende Augentropfen im Mehrdosensystem zur Linderung der Symptome bei mittlerem bis schwerem Trockenheitsgefühl der Augen. Die Packung enthält 10ml sterile, isotonische Augentropfen.

Zusammensetzung:

Xailin HA Augentropfen enthalten Natriumhyaluronat 0,2% m/V & Natriumperborat in wässriger, gepufferter Trägerlösung.

Xailin HA enthält eine hochreine, spezifische Fraktion von Hyaluronsäure-Natriumsalz, welches durch Bakterienfermentation gewonnen wird, und ist daher frei von tierischen Eiweißen.

Hyaluronsäure ist ein natürlich vorkommendes, bioverträgliches Polysaccharid mit einzigartigen viskoelastischen und hygroskopischen Eigenschaften. Im Auge kommt Hyaluronsäure im Glaskörper, in den Tränenrüden, dem Hornhautepithel, der Bindehaut und der menschlichen Tränenflüssigkeit vor. Hyaluronsäure besitzt mukoadhäsive Eigenschaften und die Fähigkeit, Wasser zu binden, und sie ist dafür bekannt, die Wasserverteilung im Hornhautstroma zu beeinflussen. Zusammen mit den filmbildenden Eigenschaften der Hyaluronsäure führt dies zu einer erhöhten präkornealen Verweildauer und Tränenfilmauflöszeit und damit zu einer längeren Benetzung der Hornhautoberfläche. Hyaluronsäure wird derzeit Kontaktlinsenprodukten zugesetzt, um die Benetzung und den Tragekomfort von Kontaktlinsen zu erhöhen.

Xailin HA enthält ein verschwindendes Konservierungsmittel, das beim Kontakt mit Ihrem Auge in Wasser und Sauerstoff zerfällt. Damit wird die Reizung, die von traditionellen Konservierungsmitteln ausgehen kann, minimiert und dennoch der Komfort eines Mehrdosensystems beibehalten. Sie spüren nur die wohltuende Linderung durch die Augentropfen.

Wann wird es angewendet?

Xailin HA wird bei bestimmten Augenerkrankungen zur Benetzung und zum Schutz des Auges angewendet. Xailin HA schafft eine wohltuende Linderung der Symptome bei Trockenem Augen wie Brennen, Reizung oder Sandkorngedühl. Die Symptome des Trockenem Auges treten aufgrund von Störungen der Augenoberfläche auf. Diese können unterschiedliche Ursachen haben, wenn die normalen Tränen von schlechter Qualität sind oder die Tränenproduktion zu gering ist, um das Auge ausreichend feucht zu halten. Xailin HA ist für Kontaktlinsenträger geeignet.

Wie wird es angewendet:

Die übliche Dosis ist ein oder zwei Tropfen, je nach Bedarf 2 bis 4-mal täglich anwendbar, oder nach Anweisung Ihres Arztes, der Ihnen eine andere Anwendung empfehlen kann. Bei Kindern ist keine Dosisanpassung erforderlich. Vergewissern Sie sich vor dem Öffnen einer neuen Flasche Xailin HA, dass der Sicherheitsring an der Flaschenkappe unverkehrt ist.

1. Drehen Sie die Kappe entgegen dem Uhrzeigersinn, um das Siegel zu brechen.
2. Waschen und trocknen Sie Ihre Hände vor der Anwendung gut.
3. Nehmen Sie die Kappe ab.
4. Neigen Sie den Kopf nach hinten und schauen Sie nach oben.
5. Ziehen Sie das Untertlid vorsichtig nach unten, sodass sich eine kleine Tasche zwischen Lid und Auge bildet.

6. Halten Sie das Fläschchen zwischen Daumen und Mittelfinger der anderen Hand; drücken Sie mit dem Zeigefinger leicht auf den Flaschenboden, um einen Tropfen Xailin HA Augentropfen in die Lidtasche zu geben.
 7. Blinzeln Sie mehrere Male.
 8. Wenn Sie glauben, dass Sie das Auge verfehlt haben, bringen Sie einen weiteren Tropfen ein.
 9. Wischen Sie mit einem Tuch sorgfältig überschüssige Xailin HA Augentropfen um das Augenlid ab.
 10. Setzen Sie die Kappe wieder auf das Behältnis. Vermeiden Sie dabei, die Applikatorspitze mit etwas zu berühren, einschließlich Ihres Auges oder Ihrer Finger.
 11. Waschen Sie Ihre Hände nach der Anwendung gut.
 12. Halten Sie zwischen der Anwendung und anderen Augenarzneimitteln einen zeitlichen Abstand von mindestens 30 Minuten ein.
- Falls Sie nicht sicher sind, wie Sie Xailin HA anwenden sollen, oder falls Ihre Augenbeschwerden anhalten, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder Optiker.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen:

- Nicht anwenden, wenn der Sicherheitsring an der Flaschenkappe beschädigt ist.
- Nicht anwenden, wenn Sie auf das Produkt allergisch reagieren.
- Die Spitze der Flasche nicht mit dem Auge oder einer Oberfläche berühren.
- Verwenden Sie Xailin HA nicht gemeinsam mit einer anderen Person.
- Xailin HA kann nach der Anwendung zu geringfügigem Verschwommensehen führen. Warten Sie, bis Sie wieder klar sehen können, bevor Sie ein Fahrzeug lenken oder Maschinen bedienen.
- Nicht nach dem Verfallsdatum verwenden, das auf dem Umkarton oder auf der Flasche angegeben ist.
- Zwischen 1°C und 25°C lagern.
- Inhalt 28 Tage nach Anbruch verwerfen.
- Für Kinder unzugänglich und nicht sichtbar aufbewahren.
- Nur zur äußerlichen Anwendung am Auge, nicht schlucken.
- Wenn Sie schwanger sind oder stillen, fragen Sie vor Anwendung von Xailin HA Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.
- Entsorgen Sie die angebrochene Flasche entsprechend den lokalen Entsorgungsvorschriften.

nicox Vertrieb durch **Nicox Pharma**, CS 10313, Sophia Antipolis, 06560 Valbonne, Frankreich - nicoxpharma@nicox.com

Zwischen 1°C und 25°C lagern



Achtung, bitte Gebrauchsinformation beachten

Inhalt 28 Tage nach Anbruch verwerfen



Gebrauchsinformation beachten



Steril durch Anwendung aseptischer Verfahren

