

## PWD 8682 CD [MD U GD DC5 CM]

Reinigungs- und Desinfektionsgerät mit Glastür,  
mit AD-Wasseranschluss, Flüssigdosierung, DryPlus & Leitfähigkeitsüberwachung.



- Leistung/Charge z. B. 8 DIN-Siebschalen oder 48 GYN-Spekula
- Sicherheit durch Kontrolle – Spüldruck- und Sprüharmüberwachung
- Höchster Bedienkomfort mit Full-Touch-Farbdisplay M Touch Flex
- Effiziente Heißlufttrocknung – DryPlus
- Ab Werk vernetzbar per WiFi oder Ethernet
- Effizienter Einsatz von Ressourcen – Drehzahlvariable Heizpumpe

EAN: 4002516884941 / Materialnummer: 12800270 /  
Alte Materialnummer: 6286C252DAC

### Bauform und Ausführung

|   |   |
|---|---|
| Bauform                                     | Standgerät, unterbaufähig, breit, ohne Deckel |
| Linie                                       | ExpertLine                                    |
| Blendenfarbe                                | Schwarz                                       |
| Außenverkleidung                            | Edelstahl                                     |
| Glastür                                     | •   |
| Deckel                                      | Ohne Deckel                                   |
| Unterbaufähig                               | •   |
| Anzahl Spülebenen                           | 2   |
| AutoClose – Automatische Türverriegelung    | •   |
| Summer, akustisches Signal bei Programmende | •   |
| Servicefreundliche Konstruktion             | •   |

### Anwendung

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Geeignet für Krankenhäuser       | • |
| Geeignet für Arztpraxen          | • |
| Geeignet für ambulante OP-Praxen | • |
| Geeignet für Tierarztpraxen      | • |
| Geeignet für podologische Praxen | • |

### Kapazität

|   |     |
|---|-----|
| DIN-Siebschalen pro Charge [Anzahl]       | 8   |
| GYN-Spekula pro Charge [Anzahl]           | 48  |
| MIC-Sets pro Charge [Anzahl]              | 1-2 |
| Ophthalmologie-Sets pro Charge [Anzahl]   | 8   |
| AN-Sets pro Charge [Anzahl]               | 2-3 |
| OP-Schuhe pro Charge [Anzahl]             | 28  |
| Hohlkörperinstrumente pro Charge [Anzahl] | 44  |

### Leistungsdaten

|  |        |
|--|--------|
| Umwälzpumpe, Qmax in l/Min.                                  | 500    |
| Spülraumnutzvolumen in l                                     | 145,00 |
| Getestete Betriebsstunden                                    | 15000  |
| Kürzeste Programmlaufzeit (Reinigung & Desinfektion) in Min. | 19     |
| Maximale Nachspültemperatur in °C                            | 93     |

### Miele MOVE

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Miele Move Connect (Option)  | • |
| Miele Move MedDent+ (Option) | • |

### Steuerung

|   |                |
|---|----------------|
| Steuerungstyp                           | M Touch Flex   |
| Chargenfreigabe direkt über das Display | •              |
| Max. Startzeitvorwahl in h              | 24             |
| Programmierbarkeit                      | Programmierbar |
| Programme [Anzahl]                      | 22             |
| Freie Programmplätze [Anzahl]           | 5              |
| AO-Wert-Steuerung                       | •              |
| Restzeitanzeige                         | •              |
| Programmablaufanzeige                   | •              |
| Einstellbare Displaysprachen            | •              |

## PWD 8682 CD [MD U GD DC5 CM]

Reinigungs- und Desinfektionsgerät mit Glastür,  
mit AD-Wasseranschluss, Flüssigdosierung, DryPlus & Leitfähigkeitsüberwachung.



EAN: 4002516884941 / Materialnummer: 12800270 /

Alte Materialnummer: 6286C252DAC

### Standard Elektroanschluss

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Elektroanschluss                    | 3N AC 400V 50HZ |
| Heizleistung Elektro in kW          | 8,50            |
| Gesamtanschluss in kW               | 9,30            |
| Absicherung in A                    | 16              |
| Länge der Netzanschlussleitung in m | 1,90            |

### Mögliche Spannungsvariante

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Elektroanschluss           | AC 230V 50HZ |
| Heizleistung Elektro in kW | 2,50         |
| Gesamtanschluss in kW      | 3,30         |
| Absicherung in A           | 16           |

### Wasseranschluss/-ablauf

|  |                  |
|--|------------------|
| Kaltwasser [Anzahl]                                    | 1                |
| Warmwasser [Anzahl]                                    | 1                |
| Erforderlicher Fließdruck in kPa                       | 200-1000         |
| Maximale Förderhöhe der Ablaufpumpe in cm              | 100              |
| VE-Wasser [Anzahl]                                     | 1                |
| Maximale Wasserhärte (Kaltwasser/Warmwasser) in mmol/l | 10,70            |
| VEP Förderpumpe für VE-Wasser (Option)                 | •                |
| Ablaufpumpe [DN]                                       | 22               |
| Integrierter Wasserenthärter                           | •                |
| Wasserschutzsystem                                     | Waterproofsystem |

### Maße und Gewicht

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Außenmaß, Nettohöhe in mm       | 820 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm     | 898 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm      | 700 |
| Spülraum, nutzbare Höhe in mm   | 520 |
| Spülraum, nutzbare Breite in mm | 530 |
| Nettogewicht in kg              | 100 |

### Trocknungsaggregat

|   |       |
|---|-------|
| Integriertes Trocknungsaggregat                   | •     |
| Gebälse in kW                                     | 0,30  |
| Heizregister in kW                                | 2,20  |
| Luftleistung in m³/h                              | 60    |
| Zeiteinstellung in 1-Minuten-Schritten            | 0-120 |
| Hepa-Filter-Klasse                                | H14   |
| Abscheidegrad Hepa-Filter (nach DIN EN 1822) in % | 99,99 |
| Standzeit HEPA-Filter in h                        | 200   |

### Emissionswerte

|  |                     |
|--|---------------------|
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz | <70 dB(A) re 20 µPa |
| Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h            | 1,80                |

### Maße und Gewicht

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm      | 1095 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm    | 1200 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm     | 800  |
| Spülraum, Tiefe Oberkorb in mm  | 474  |
| Spülraum, Tiefe Unterkorb in mm | 520  |
| Bruttogewicht in kg             | 133  |

## PWD 8682 CD [MD U GD DC5 CM]

Reinigungs- und Desinfektionsgerät mit Glastür,  
mit AD-Wasseranschluss, Flüssigdosierung, DryPlus & Leitfähigkeitsüberwachung.

EAN: 4002516884941 / Materialnummer: 12800270 /

Alte Materialnummer: 6286C252DAC

Maximale Bodenbelastung in N 1220

| Programme   |   |
|---|---|
| Vario TD Intensiv   | • |
| Vario TD Instr 4Sieb  | • |
| Vario TD Instr 6Sieb  | • |
| Vario TD Instr 8Sieb  | • |
| Vario TD Container  | • |
| Vario TD AN   | • |
| Vario TD MIC  | • |
| Vario TD GYN  | • |
| Vario TD HNO  | • |
| Vario TD HNO +  | • |
| Vario TD HNO Optik  | • |
| Ophthalmologie  | • |
| Ophtha-Tray A207  | • |
| Babyflaschen  | • |
| OP-Schuhe   | • |
| Stationsutensilien  | • |
| Universal   | • |
| Abspülen Kaltwasser   | • |
| Ausstattung   |   |
| 1 Dosierpumpe für flüssigen Reiniger                            | • |
| 1 Dosierpumpe für Neutralisationsmittel                         | • |
| Zusätzlich integrierbare Dosierpumpe 5 - 10 l (Option)          | • |
| Sauglanze für Kanister 10 - 20 l (Option)                       | • |
| Komfort-Sauglanze DC5   | • |
| Zusätzlich integrierbare Dosierpumpen (Option)                  | • |
| Dosiertvolumenkontrolle   | • |
| Dampfkondensator  | • |
| Spüldrucküberwachung  | • |
| Sprüharmüberwachung   | • |
| Leitfähigkeitsüberwachung                                       | • |
| How-to-Sequenzen  | • |
| Spülraumbeleuchtung   | • |
| Mehrkomponenten-Filtersystem                                    | • |
| Drehzahlvariable Heizpumpe                                      | • |
| Beladungsträger-Direktankopplung                                | • |
| DryPlus   | • |
| Salzgefäß im Spülraumboden                                      | • |
| Optische Kundendienst-Schnittstelle                             | • |
| Einstellmöglichkeit für Prozesschemikalien (3 x 5 l / 2 x 10 l) | • |
| Mittels Laser-Technologie spaltfrei verschweißter Spülraum      | • |
| Heizkörper außerhalb des Spülraums                              | • |
| Spülraum aus hochwertigem Edelstahl (1.4301/304)                | • |
| Umfangreiche Komponenten (Option)                               | • |
| Anschlussmöglichkeiten  |   |
| WLAN/Ethernet Schnittstelle                                     | • |

## PWD 8682 CD [MD U GD DC5 CM]

Reinigungs- und Desinfektionsgerät mit Glastür,  
mit AD-Wasseranschluss, Flüssigdosierung, DryPlus & Leitfähigkeitsüberwachung.



EAN: 4002516884941 / Materialnummer: 12800270 /  
Alte Materialnummer: 6286C252DAC

### Normen, Prüf- und Kennzeichen

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| VDE-Zeichen (elektrische Sicherheit) | • |
| IP-Schutzart nach EN 60529: IP 21    | • |
| EN 61010-1                           | • |
| EN 61010-2-040                       | • |
| RoHS-Richtlinie 2011/65/EU           | • |
| EU-Medizinprodukteklasse IIb         | • |