




Fokussierter
Lichtleiter



Weitwinkel
Lichtleiter



Abgeschirmter
Lichtleiter



Lichtleiter

Mit diesen Lichtleitern wird das Operationsfeld im hinteren Augenabschnitt eindrucksvoll beleuchtet. Um das Licht wie vom Operateur gewünscht und benötigt in seiner Ausbreitung einzuschränken stehen verschiedene Varianten der Lichtleiter zur Verfügung. Lichtleiter mit Anschluss "R" lassen sich durch Kombination mit Beleuchtungsadaptern an zusätzliche Maschinen anschließen.

Fokaler Lichtleiter




Erhältlich in mehreren Anschlussvarianten. Vgl. Seitenende
10 Stück



STERILE

Brilliant™ Fokaler Lichtleiter 20 G* Art.-Nr. V2000-20¹
Brilliant™ Fokaler Lichtleiter 23 G Art.-Nr. V2000-23¹
Brilliant™ Fokaler Lichtleiter 25 G Art.-Nr. V2000-25¹
Brilliant™ Stiff Fokal. Lichtl. 27 G* Art.-Nr. V2000-27¹

Weitwinkel Lichtleiter



Passend für Ruck Pentasys I / Pentasys II
5 Stück



STERILE

Weitwinkel LL RUCK W20-5169 23 G Art.-Nr. 10035486


Erhältlich in mehreren Anschlussvarianten. Vgl. Seitenende
10 Stück



STERILE

Brilliant™ Weitwinkel LL 20 G* Art.-Nr. V2010-20¹
Brilliant™ Weitwinkel LL 23 G Art.-Nr. V2010-23¹
Brilliant™ Weitwinkel LL 25 G Art.-Nr. V2010-25¹
Brilliant™ Weitwinkel LL 27 G* Art.-Nr. V2010-27¹

Abgeschirmter Weitwinkel Lichtleiter



Passend für Ruck Pentasys I / Pentasys II
5 Stück



STERILE

Abgesch. Weitw. LL RUCK 5210 23 G Art.-Nr. 10035513


Erhältlich in mehreren Anschlussvarianten. Vgl. Seitenende
10 Stück



STERILE

Brilliant™ Abgeschirmter LL 20 G* Art.-Nr. V2011-20¹
Brilliant™ Abgeschirmter LL 23 G Art.-Nr. V2011-23¹
Brilliant™ Abgeschirmter LL 25 G Art.-Nr. V2011-25¹
Brilliant™ Abgeschirmter LL 27 G* Art.-Nr. V2011-27¹

Dispersionslichtleiter



Erhältlich in mehreren Varianten für verschiedene Anschlussvarianten. Vgl. Seitenende
10 Stück



STERILE

Brilliant™ Abgeschirmter LL 20 G* Art.-Nr. V2012-20¹
Brilliant™ Abgeschirmter LL 23 G Art.-Nr. V2012-23¹
Brilliant™ Abgeschirmter LL 25 G Art.-Nr. V2012-25¹
Brilliant™ Abgeschirmter LL 27 G* Art.-Nr. V2012-27¹

*Längere Lieferzeit, da kundenspezifisch gefertigt

¹ Hier bitte den passenden Buchstaben einsetzen. Der letzte Buchstabe der Artikelnummer gibt die Anschlussvariante vor:
R = Photon™ / Photon™ II V* = Oertli OS4

Mit einem Beleuchtungsadapter, siehe Seite 76, lässt sich die Kompatibilität der Photon/Photon II ("R") Lichtleiter für weitere Geräte erweitern.

Chandelier-Beleuchtung



Awh Brilliant™ Chandelier-Beleuchtung
 Mattierte Spitze bietet 360° Beleuchtung und verteilt Licht sehr gut im Auge. Mit fest sitzendem Silikonstopper für Begrenzung der Tiefe. Inklusive Kanüle und Trokar.
 10 Stück Art.-Nr. V2105-25 ¹



STERILE

Beleuchtungsadapter

Notwendig zum Anschluss der Lichtleiter mit dem Artikelnummerformat "V20XX-R" und der Chandelier-Beleuchtung V2105 an die genannten Maschinen.
 Die Beleuchtungsadapter sind unsteril und verbleiben an der Maschine, so dass nur ein Adapter pro Gerät benötigt wird.

	Beleuchtungsadapter für Alcon Accurus oder Constellation 1 Stück Art.-Nr. RLP-Q ②
	Beleuchtungsadapter für Bausch & Lomb Stellaris 1 Stück Art.-Nr. RLP-S ②
	Beleuchtungsadapter für Oertli OS4 1 Stück Art.-Nr. RLP-V ②
	Beleuchtungsadapter für DORC Eva 1 Stück Art.-Nr. RLP-U ②

¹ Hier bitte den passenden Buchstaben einsetzen. Der letzte Buchstabe der Artikelnummer gibt die Anschlussvariante vor:
 R = Photon™ / Photon™ II V = Oertli OS4

Mit einem Beleuchtungsadapter, siehe Seite 76, lässt sich die Kompatibilität der Photon/Photon II ("R) Lichtleiter für weitere Geräte erweitern.