


BVI

Backflush-Instrumente

Atraumatisches Absaugen und Bürsten dank verbesserter intraokularer chirurgischer Kontrolle

- Passive und aktive Aspirationskontrolle in einem Instrument
- Großer Backflush-Behälter für höhere Kapazität während der Netzhautchirurgie
- Langer Schaft (33 mm), daher auch für myope Augen geeignet
- Nadeln mit stumpfer Spitze und Silikonbürste zum atraumatischen Absaugen und Bürsten der Netzhautoberfläche



Vitreo

Vitreoretinal Surgical Products

Backflush-Einweginstrumente

Die Backflush-Einweginstrumente sind in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Standard

Stumpfe oder Bürstenspitze



23G Backflush-Instrument, Bürste
BF23.D02



Stumpfe Spitze



Bürstenspitze

Einfahrbar

Die Silikonbürste wird in den Instrumentenschaft eingefahren, um ein gleichmäßiges und sicheres Einführen auch bei Verwendung von Trokaren mit Ventil zu ermöglichen.



23G, einfahrbare Bürste
BF23.D05

Ausfahrbar

Die ausfahrbare 8-mm-Silikonspitze ermöglicht das Entfernen von Flüssigkeit unter der Netzhaut und andere Standard-Backflush-Verfahren.



23G Backflush-Instrument mit ausfahrbarer Silikonspitze
BF23.D07

Die Backflush-Einweginstrumente werden mit Kappe und Schlauch für den passiven oder aktiven Einsatz während Eingriffen geliefert. Die direkte Verbindung zwischen Behälter und Nadel verhindert den Kontakt zwischen Handstück und Kammerwasser.

Backflush-Optionen

Größe in G mit Farbcodierung

Einweg und
wiederverwendbar

23G

25G

27G

Größe 23G

Menge: 5 pro Karton

Bezeichnung	Artikelnr.
Backflush-Instrument, stumpf, 23G	BF23.D01
Backflush-Instrument, Bürste, 23G	BF23.D02
BF-Instrument, einfahrbare Bürste, 23G	BF23.D05
BF-Instrument, ausfahrbare Silikonspitze, 23G	BF23.D07

Größe 25G

Menge: 5 pro Karton

Bezeichnung	Artikelnr.
Backflush-Instrument, stumpf, 25G	BF25.D01
Backflush-Instrument, mit Bürste, 25G	BF25.D02
BF-Instrument, mit einfahrbarer Bürste, 25G	BF25.D05
BF-Instrument, mit ausfahrbarer Silikonspitze, 25G	BF25.D07

Größe 27G

Menge: 5 pro Karton

Bezeichnung	Artikelnr.
Backflush-Instrument, stumpf, 27G	BF27.D01
Backflush-Instrument, mit Bürste, 27G	BF27.D02

Alle Einwegprodukte werden steril und gebrauchsfertig geliefert.



Wiederverwendbare Backflush-Instrumente

Ausgestattet mit einem ergonomisch geformten Griff, einem starren Schaft und einem großen Backflush-Behälter für höhere Backflush-Kapazität, mit passiver und aktiver Aspiration.



Universelles Backflush-Instrument:
BF00.R01



Backflush-Instrument mit Luer-Lock-Anschluss
BF00.R02

Backflush-Verbrauchsmaterial

Universelle Backflush-Einwegnadeln

Bezeichnung	Artikelnr.
BF-Nadeln, stumpf, 23G	BF23.D51
BF-Nadeln, mit Bürste, 23G	BF23.D52
BF-Nadeln, stumpf, 25G	BF25.D51
BF-Nadeln, mit Bürste, 25G	BF25.D52

Backflush-Einwegnadeln mit Luer-Lock-Anschluss

Bezeichnung	Artikelnr.
Nadeln, stumpf, mit Luer-Lock-Anschluss, 23G	CN23.D05
Nadeln, stumpf, mit Luer-Lock-Anschluss, 25G	CN25.D05
Nadeln, stumpf, mit Luer-Lock-Anschluss, 27G	CN27.D05

Backflush-Behälter



Passiver Behälter
BF00.D51



Aktiver Behälter
BF00.D52

Bezeichnung	Artikelnr.
Backflush-Behälter, passiv	BF00.D51
Backflush-Behälter, aktiv	BF00.D52
Einwegschlauch für aktive Aspiration	BF00.D53



Einwegschlauch für aktive Aspiration
BF00.D53

VOLLSTÄNDIGE PRODUKTINFORMATIONEN FINDEN SIE IN DER JEWEILIGEN BVI-GEBRAUCHSANWEISUNG ODER PRODUKTBEILAGE.

Vitreco

Vitreoretinal Surgical Products

Fragen: bvimedical.com/customer-support



BVI
bvimedical.com

BVI and all other trademarks (unless noted otherwise) are property of BVI. BVI ©2021

1548997-01 DE