


# AddOn® SML hydrophil



## Technische Spezifikationen

Refraktiver Index 1,46

Abbe-Zahl 58

Linsentyp

1-teilige Sulkuslinse

Material

biokompatibles hydrophiles Acryl (25%)

Haptik

4 Flex-Haptik

Optik

asphärische Optik

Filter

UV-Filter

Sterilisation

Dampf

Empf. Injektionssystem

1stInject 2.0HB, 1stInject 2.4HB

## Lupen-Funktion

Zentrale Addition:

+10,0 D

# AddOn® SML hydrophil

Artikel-Nr.	Sphäre	Addition
A4MW00	auf Anfrage	+10,00 D

## AddOn® SML (Scharioth Makula Linse)

Die AddOn® SML ist eine probate Therapieoption für Patienten mit fortgeschrittener Makulopathie. Die zentrale Optik von +10 D bei 1,5 mm Durchmesser wirkt als miniaturisierte Lupe.

## Warum AddOn® bei AMD?

Die SML nutzt die besonderen Vorteile der AddOn®:

- Standardisierte Implantation
- Unabhängigkeit vom Linsenstatus des pseudophaken Auges
- Fernvisus und Gesichtsfeld bleiben unverändert
- Reversibilität bei Unverträglichkeit
- Deutlich reduzierte Stigmatisierung des AMD-Patienten

## Indikation

- Trockene AMD ab einem Visus von 0,1 (monokulare Implantation im besser sehenden Auge)
- Myopische Makuladegeneration
- Diabetische Makuladegeneration und andere Makulopathien

## Kontraindikation

- Feuchte AMD
- Schwere Zonulopathie
- Subluxation
- Aphakie
- Fortschreitendes Glaukom
- Iris Neovaskularisation
- Schlechte Netzhautfunktion



Immer die aktuelle Version.  
QR-Code scannen.  
[www.1stq.de/addon1017](http://www.1stq.de/addon1017)

**Haben Sie noch Fragen?**  
+49 621 7176330  
[info@1stq.de](mailto:info@1stq.de)



1stQ Deutschland GmbH  
Konrad-Zuse-Ring 23  
68163 Mannheim  
[www.1stq.de](http://www.1stq.de)