

## DE Gebrauchsinformation

### Wann sollte COQUN® verwendet werden?

COQUN® ist eine sterile, konservierungsmittelfreie Augenlösung, die Coenzym Q10 und Vitamin E TPGS, zwei antioxidative Substanzen, enthält. COQUN® ist als ergänzende Behandlung zu einer drucksenkenden Glaukom-Therapie anwendbar (zur Senkung eines zu hohen Augeninnendrucks). Es kann der mit diesem Krankheitsbild einhergehenden oxidativen Schädigung entgegenwirken.

### Art der Anwendung

2-mal täglich 1-2 Tropfen COQUN® in den Bindehautsack jedes Auges träufeln oder gemäß Anweisungen Ihres Augenarztes.

### Wie wird COQUN® verwendet?



#### Abbildung 1

Vor der Verwendung ist der Sicherheitsring zu entfernen.



#### Abbildung 2

Kappe abnehmen.




#### Abbildung 3

1-2 Tropfen in den Bindehautsack jedes Auges träufeln, dazu das untere Augenlid vorsichtig nach unten ziehen und nach oben blicken. Sie verwenden das Produkt, indem Sie die Flasche leicht zusammendrücken.



Aufgrund der Eigenschaften einer Abgabeflasche für konservierungsmittelfreie Lösungen, kann es sein, dass man stärker drücken muss, wenn sich der Inhalt dem Ende zuneigt.



#### Abbildung 4

Nach der Anwendung sollten Sie umgehend die Flasche wieder verschließen. Die Lösung kann nach dem ersten Öffnen 2 Monate lang verwendet werden.

### Sind andere Anweisungen bei der Verwendung zu beachten?

Verwenden Sie COQUN® frühestens 10 Minuten nach der Verabreichung anderer Medikamente.

### Warnhinweise

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie allergisch oder überempfindlich auf einen der Bestandteile reagieren.

- Sollten Sie unerwünschte Wirkungen beobachten, setzen Sie die Verwendung aus und kontaktieren Sie Ihren Augenarzt.
- Das Produkt kann auch verwendet werden, wenn Sie Kontaktlinsen tragen.
- Verwenden Sie das Produkt mindestens 10 Minuten vor oder nach der Verwendung anderer Medikamente, die den Augeninnendruck senken.
- Das Produkt ist bis zu 60 Tage nach dem ersten Öffnen steril.
- Das Verfallsdatum bezieht sich auf das Produkt in ungeöffnetem, ordnungsgemäß gelagertem Zustand.
- Das Produkt darf nicht nach dem auf der Verpackung angegebenen Verfallsdatum verwendet werden.
- Bitte waschen Sie sich vor der Verwendung die Hände.
- Die Spitze der Flasche darf nicht Ihre Augen berühren.
- Die Flasche darf nicht verwendet werden, wenn sie beschädigt ist.
- Das Produkt von Licht- und Wärmequellen fernhalten und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Zur Anwendung am Auge. Nicht schlucken.

### Verpackung

10-ml-Flasche, konservierungsmittelfrei im OSD- System (Ophthalmic Squeeze Dispenser).

5-ml-Flasche, konservierungsmittelfrei im OSD-System (Ophthalmic Squeeze Dispenser).

5-ml-Flasche (unverkäufliches Muster), konservierungsmittelfrei im OSD-System (Ophthalmic Squeeze Dispenser).

### Zusammensetzung

100 ml COQUN® Augenlösung enthalten:

- 100 mg Coenzym Q10;
- 500 mg Vitamin E TPGS (D--Tocopherylpolyethylenglykol-1000-Succinat);
- Gepufferte isotonische Lösung auf 100 ml.

### Vertrieb durch VISUfarma B.V.

Amstelveen 1, 1096 HA  
Amsterdam, Niederlande  
info@visufarma.com

### VISUfarma S.p.A.

Via Alberto Cadlolo, 21 - 00136 Rom, Italien

Letzte Überarbeitung des Textes:  
February 2020

# COQUN®

## Reichen Sie ALLEN Ihren Glaukompatienten eine helfende Hand.



**EINZIGARTIG**

Die **1.** und einzige Ergänzung zu einer bestehenden Glaukomtherapie mit Coenzym Q10



**EINFACH**

Nur **2** x tropfen täglich

- Kontaktlinsenfreundlich
- Konservierungsmittelfrei



**EFFEKTIV**

Schon nach nur **3** Wochen eine schnelle und starke Reduzierung der Apoptose<sup>1</sup>



**ENERGIE**

Über **40** % Verbesserung der Netzhautfunktion<sup>2</sup>

**EMPFEHLEN** Sie allen Ihren Glaukompatienten **COQUN®**!

2-Monatspackung  
(10 ml)  
Preis: 20,95 €  
PZN: 12585141



Enthält  
Coenzym Q10

Das Nahrungsergänzungsmittel  
auf Basis von Coenzym Q10 Miniactives®

**COQUN® os**

2-Monatspackung  
(60 Kapseln)  
Preis: 24,95 €  
PZN: 14406450



**VISU**farma  
the eye health company

Marburger Str. 12-13  
10789 Berlin

T: +49 (0)30 236310880  
www.visufarma.de



www.coqun.com

Überlegen Sie nicht mehr lange und **EMPFEHLEN**  
Sie allen Ihren Glaukompatienten **COQUN®**!

**OHNE COQUN®**

**MIT COQUN®**



Referenzen

- 1 Cordeiro MF, et al. Topical CoQ10 Is Neuroprotective in Experimental Glaucoma. ARVO 2007.
- 2 Parisi V, et al. Glaucoma. 2014;23(6):391-404.

Nachweis von apoptotischen Zellen 4 Wochen nach OHT